



# Provtagning för klamydia & gonokocker

Patientinformation från laboriemedicin

## Patientanvisning

### Förpackningen innehåller:

- Provtagningsrör med orange/blå kork. Röret innehåller vätska som behövs för att provet inte ska förstöras. Vätskan ska vara kvar i röret.
- Plastpipett att suga upp urin med.
- Provtagningspinne (bomullspinne i papperspåse) för prov från slida.

## Provtagning

### Urinprov:


- Du ska ha hållit urinen i blåsan minst en timme.
- Kissa de första dropparna direkt i en engångsmugg.
- Fyll plastpipetten med urin som förs över till provtagningsröret, nivån ska ligga mellan max och min i fönstret på röret. Skruva fast den orangefärgade korken.

### Prov från slidan:

- Ta fram bomullsspinnen ur papperspåsen.
- För upp pinnen några cm i slidan. Snurra pinnen mot slidans vägg två varv.
- Stoppa ner bomullsspinnen i röret med vätska, bryt av den vid skåran och kasta övre delen. Skruva fast den orangefärgade korken.

## Förvaring:

Provet kan förvaras i upp till 5 dagar vid rumstemperatur eller kyla efter provtagning. Lämna provet till laboratoriet/mottagningen.



Plastpipett för urinprov

Provtagningsrör med vätska i

Provtagningspinne för prov från slidan