



# Provtagning för F.O.B test

Patientinformation från laboriemedicin på ukrainska

## Інструкція для пацієнту

Цей аналіз не рекомендується проводити пацієнтам у період менструації, з кровоточивим гемороєм або кров'ю в сечі.

### Інструкція:

1. Застеліть дно унітазу декількома шарами туалетного паперу або використайте спеціальний матеріал, який вам видали у лабораторії для збору аналізу. Також можна використовувати попередньо вимитий горщик або іншу чисту посудину.
2. Викрутіть **блакитну кришку** з вмонтованим шпателем. Вміст пробірки має залишатися всередині.
3. Занурьте шпатель у кал у декількох різних місцях. Обережно зніміть зайвий матеріал зі шпателя туалетним папером. **ВАЖЛИВО:** в пробірку вноситься невелика кількість калу, тільки те, що міститься в борознах шпателя, інакше аналіз може бути зіпсований.
4. Вставте шпатель назад у пробірку, щільно закрутіть блакитну кришку та ретельно струсіть пробірку.

Аналіз готовий і може зберігатись до п'яти діб при кімнатній температурі. Проведення аналізу вимагає збору матеріалу у різні дні та щоразу в нову пробірку. Кількість днів відповідає кількості пробірок. Коли всі аналізи зібрані, залиште їх одночасно в лабораторії або відділенні.

